

Test Kit Ozono (0,0 a 2,3 mg/ L) 100 test



Sencillo test kit de medida de ozono. Se suministra con todo el equipo y reactivos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

- Sencillo uso
- Indica valores orientativos inmediatos por reacción del elemento nutriente con un reactivo químico que genera color
- Disponibilidad de recambio

Referencia: -

Distancia	0.0 a 2.3 mg / L (ppm) de ozono
Resolución	0.1 mg / l
Método	DPD
Número de test	100
Tipo CTK	Disco del inspector
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38054 se suministra con 100 paquetes de reactivo de ozono, 500 ml de agua desionizada, disco de inspección, viales de vidrio con tapas (2) y pipeta de plástico de 3 ml.