

## Test Kit pH (4,0 a 10,0) 300 test



El HI38058 es un test kit que utiliza un método colorimétrico para medir el pH.

- 300 test
- Recambio de reactivos disponibles
- Valoración manual realizada con indicador de color

El HI38058 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 300 pruebas.

Referencia: -

Rango	4,0 a 10,0 unidad de pH
Método	Colorimétrico
Incremento	Unidad de pH 0.5
Número de test	300
Tipo CTK	Checker disc
Peso	215 g
Información sobre pedidos	El test kit HI38058 se suministra con 1 gotero (30 ml), indicador de rango amplio de pH, checker disc, viales de vidrio con tapas (2) y una pipeta de plástico de 3 ml.