

## Test Kit Sulfato SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (100 a 1000 - 1000 a 10000 mg/ L) 200 test



El HI38001 es un test kit para medir el sulfato.

- 200 tests
- Reactivos de recambio disponibles
- Valoración manual y visual realizada con indicador de color

El HI38001 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 200 pruebas.

Referencia: -

Distancia	100 a 1000 mg / L (ppm) SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ; 1000 a 10000 mg / L (ppm) SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
Resolución	10 mg / L (rango de 100 a 1000 mg / L); 100 mg / L (1000 a 10000 mg / L rango)
Método	cloruro de bario
Número de test	200
Tipo CTK	Valoración
Peso	830 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38001 viene con 100 paquetes de reactivo de sulfato A (2 juegos), 100 ml de LR reactivo de sulfato B, 100 ml de HR reactivo de sulfato B, 10 ml de reactivo de sulfato C, 20 ml de agente complejante, 30 ml de solución de sulfato, 50 ml de recipientes de plástico ( 2),

y jeringas de 1 ml (2).