

Test Kit Sulfato SO₄²⁻- (20 a 100 mg/ L) 100 test



El HI38000 es un test kit que utiliza un método turbidimétrico para medir el sulfato.

- Uso sencillo y rápido
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Indicador visual para determinación simple

El HI38000 se suministra completo con todos los reactivos y el equipo necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Distancia	20 a 30 mg / l (ppm) SO ₄ ²⁻ ; 30 a 100 mg / L (ppm) SO ₄ ²⁻
Resolución	5 mg / L (rango de 20 a 30 mg / L); 10 mg / L (rango de 30 a 100 mg / L)
Método	cloruro de bario
Número de test	100
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38000 viene con 100 paquetes de reactivo de sulfato A, 53 g de reactivo de sulfato B, agente de complejación de 10 ml, tubo de

ensayo de vidrio de
50 ml, recipiente de
plástico de 50 ml,
pipeta de plástico
de 3 ml y cuchara.