

## Test Kit Sulfito Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (0,0 a 20,0 - 0 a 200 mg/ L) 110 test



Test kit para medida de sulfito (como Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>). Se suministra completo con todos los reactivos y material necesarios para realizar aproximadamente 110 pruebas.

- Rápido y seguro
- Indica valores orientativos inmediatos por reacción del elemento nutriente con un reactivo químico que genera color
- Disponibilidad de recambio de reactivos

Referencia: -

Distancia	0 a 20 mg / L (ppm) Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ; 0 a 200 mg / L (ppm) Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>
Resolución	0,2 mg / l (rango de 0 a 20 mg / l); 2 mg / L (rango de 0 a 200 mg / L)
Método	yodometrico
Número de test	110
Tipo CTK	Valoración
Peso	910 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3822 viene con 30 ml de solución de ácido sulfámico, 30 ml de reactivo de EDTA, 15 ml de solución de ácido sulfúrico, 10 ml de indicador de almidón, 120 ml de solución de titulación, 20 ml de recipiente calibrado, 50 ml de recipiente

calibrado y una jeringa  
calibrada con punta.