

Test Kit Zinc (0,0 a 3,0 mg/ L) 100 test



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

El HI3854 es un test kit que utiliza una adaptación del método zincón para medir el zinc.

- Uso rápido y sencillo
- Reactivo de recambio disponible
- Cubo de comparación de colores para determinación simple

El HI3854 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 100 tests.

Referencia: -

Rango	0.0 a 3.0 mg / L (ppm)
Resolución	0.6 mg / L (ppm)
Método	Adaptación del método zincón
Número de test	100
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El test kit HI3854 viene con HI3854A-0 (100 paquetes), 2 botellas de reactivo HI93731B-0 (60 ml), 1 cubeta de vidrio con tapón de plástico, 1 jeringa (1 ml), recipiente de plástico calibrado de 20 ml, cuchara de plástico y cubo de comparación de colores.