

## Test Kit Zinc (0,0 a 3,0 mg/ L) 100 test



El HI3854 es un test kit que utiliza una adaptación del método zincón para medir el zinc.

- Uso rápido y sencillo
- Reactivo de recambio disponible
- Cubo de comparación de colores para determinación simple

El HI3854 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 100 tests.

Referencia: -

Rango	0.0 a 3.0 mg / L (ppm)
Resolución	0.6 mg / L (ppm)
Método	Adaptación del método zincón
Número de test	100
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El test kit HI3854 viene con HI3854A-0 (100 paquetes), 2 botellas de reactivo HI93731B-0 (60 ml), 1 cubeta de vidrio con tapón de plástico, 1 jeringa (1 ml), recipiente de plástico calibrado de 20 ml, cuchara de plástico y cubo de comparación de colores.