

## Calibración trazable a NIST para fotómetros/turbidímetros Cal Check, 1 parámetro



Servicio de calibración con patrones ópticos con trazabilidad NIST de fotómetros calibrables y validación de los mismos con patrones con trazabilidad NIST, con emisión de certificado.

En caso de necesitar certificar parámetro(s) adicional(es), incluir 1ud. de la referencia CERTHI96AD por parámetro adicional.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

**Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:**

Solicitud de Certificación

Referencia: -