

Calibración trazable a NIST (pH/Conductividad/Oxígeno Disuelto)



Certificado de calibración con trazabilidad NIST de pHmetros, conductímetros y oxígeno disuelto, en uno o dos puntos dependiendo del parámetro y equipo a calibrar.

Parámetros a calibrar: pH, conductividad o oxígeno disuelto.

En caso de necesitar certificar parámetro(s) adicional(es), incluir 1ud. de la referencia ISOCERTAD por parámetro adicional.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -