

Calibración trazable a NIST/ENAC para multiparamétricos portátiles (pH/Conductividad/Oxígeno Disuelto/Temp)



Certificado de calibración respecto a patrones con trazabilidad NIST de los parámetros pH, conductividad y oxígeno disuelto de equipos HI982X.

- Calibración de pH en 2 puntos
- Calibración de conductividad en 2 puntos
- Calibración de oxígeno disuelto en 2 puntos 0 y 100 %

Certificado de calibración respecto a termómetro con trazabilidad ENAC del parámetro temperatura de equipos HI982X. El equipo se calibrará en 3 puntos fijos 0 °C, 25 °C y 50 °C.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -