

Calibración método Cloro en 1 punto



Certificado de Calibración en un punto trazable a material de referencia certificado producido según ISO 17025:2005 y guías ISO34-2009. Se realizan 5 medidas según método DPD obteniendo la corrección e incertidumbre del equipo respecto al valor certificado del material de referencia.

La calibración del equipo no conlleva el ajuste del mismo.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -