

## Calibración ENAC para termómetros



Calibración ENAC UNE EN ISO 17025 de termómetro con sonda en un rango de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $550^{\circ}\text{C}$ .

- Seleccione dos o tres puntos del siguiente escalado:  $-20$ ;  $-18$ ;  $-10$ ;  $0$ ;  $5$ ;  $10$ ;  $25$ ;  $50$ ;  $65$ ;  $75$ ;  $95$ ;  $100$ ;  $125$ ;  $150$ ;  $200$ ;  $250$ ;  $300$ ;  $400$ ;  $500$ ;  $550^{\circ}\text{C}$

Existe la posibilidad de realizar la calibración en un punto especial ENACESP, indicada por el usuario en el pedido. O de una sonda adicional ENACSAD.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días**.

**Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:**

Solicitud de Certificación

Referencia: -