

Calibración trazable a ENAC para termohigrómetros a temperatura y humedad ambiente



Calibración de termohigrómetro en temperatura y humedad ambiente por comparativa con termohigrómetro certificado ENAC UNE-EN ISO 17025 por laboratorio acreditado. Los puntos de temperatura y humedad serán fijados por el laboratorio ENAC.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -