

Verificación turbidez, cloro libre, total y pH en HI93102



Certificado de verificación respecto a patrones de fabricante HANNA del equipo medidor de turbidez y cloro HI93102.

- Verificación de medida de turbidez
- Verificación de medida colorimétrica Cloro

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -