

## Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L)



Fotómetro portátil calibrable de cloro libre y cloro total, nueva serie HI97, HI97771. Fotómetro con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.
- Cumple con el RD 3/2023 sobre aguas de consumo.

**HI97711** se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

**HI97711C** se suministra en maletín de transporte con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), patrones CAL Check, paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones.

**HI97711M** se suministra en maletín de transporte con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

Referencia: -

<b>Medida</b>	<b>Rango</b>	0.00 a 5.00 mg/L (como Cl <sub>2</sub> )			
	<b>Resolución</b>	0.01 mg/L			
	<b>Precisión@ 25°C</b>	±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C			
	<b>Método</b>	adaptación de método EPA DPD 330.5			
<b>Sistema de medida</b>	<b>Fuente de luz</b>	diodo emisor de luz			

		(LED)	
	<b>Longitud de onda</b>	525 nm	
	<b>Ancho de banda</b>	8nm	
	<b>Precisión de longitud de onda</b>	±1.0nm	
	<b>Detector de luz</b>	fotocélula de silicio	
	<b>Tipo de cubeta</b>	diámetro exterior de 24.6 mm (interior 22 mm)	
<b>Especificaciones Adicionales</b>	<b>Auto registro</b>	50 lecturas	
	<b>Pantalla</b>	128 x 64 pixel B/N LCD con retroiluminación	
	<b>Auto-apagado</b>	tras 15 minutos de inactividad	
	<b>Tipo de batería / Vida</b>	alcalina 1.5 V AA (3) / > 800 medidas (sin retroiluminación)	
	<b>Condiciones ambientales</b>	0 a 50°C ; 0 a 100% de HR	
	<b>Dimensiones</b>	142.5 x 102.5 x 50.5 mm	
	<b>Peso</b>	380 g	
	<b>Dimensiones</b>	142.5 x 102.5 x 50.5 mm	
	<b>Peso</b>	380 g	
<b>Información para pedidos</b>	<p><b>HI97711</b> se suministra con reactivo para 25 test de Cloro Libre y 25 de Cloro Total, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.</p> <p><b>HI97711C</b> se suministra con reactivo para 25 test de Cloro Libre y 25 de Cloro Total, cubetas (2), tapas de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), patrones CAL Check, paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte. (Sin maletín)</p> <p><b>HI97711M</b> se suministra en maletín de transporte con reactivo para 25 test de Cloro Libre y 25 de</p>		

Cloro Total, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad, manual de instrucciones.
--