

Tester de pH especial para superficies



Producto descatalogado. Sustituido por HI9810352 HALO2

El medidor de pH HI981035 está diseñado para medir de manera rápida y sencilla el pH en superficies.

- Garantía y calidad de medida: precisión +/-0.05 pH y resolución 0.01 pH
- Compensación automática de la temperatura
- Sonda específica para superficies
- Calibración en dos puntos pH 4.01 y 7.01
- Sencillo y práctico, se maneja con un solo botón

Se suministra completo con: solución de pH 4.01 (2 sobres), solución de pH 7.01 (2 sobres), solución de limpieza de electrodos (2 sobres), solución de almacenamiento de electrodos (13 ml), pila, manual de instrucciones y certificado de calidad.

Referencia: -

Rango de pH	0.00 a 14.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH (@ 25°C)	± 0.05 pH
calibración de pH	Automático, en uno o dos puntos.
Compensación de temperatura	Automática (0 a 50° C)

Características generales

Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado
Tipo de batería / Vida útil	CR2032 Li-ion / Aproximadamente 700 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR 95% max.
Dimensiones	51 x 160 x 21 mm
Peso	52 g
Información sobre pedidos	HI981035 se suministra con bolsita de solución tampón de pH 4.01 (2), bolsita de solución tampón de pH 7.01 (2), bolsita de solución de limpieza y desinfección para residuos de la piel, bolsita de solución de limpieza de electrodos, solución de almacenamiento de electrodos (13 ml), pila CR2032 de iones de litio de 3 V, certificado de calidad y manual de instrucciones.