

pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de titanio, membrana plana



El pHmetro HI98167, es un equipo de campo con prestaciones de laboratorio, con electrodo de titanio.

- Robusto, diseñado para aplicaciones industriales, y para cerveza
- Impermeable IP67, equipo y conector
- Registro de datos y salida mediante cable usb

Se suministra con electrodo de titanio FC2143, soluciones de pH 4, y pH 7 (230 ML), sobres solución de limpieza de electrodos HI700682, 2 vasos de plástico, pilas , software, cable de microUSB instrucciones, guía rápida y maletín de transporte rígido.

Referencia: -