

Maletín ELECTROLISIS SALINA con Cloro Libre, TDS (sal) y pH (HI7014+HI983024 + HI981014)



Conjunto en maletín de medidor de bolsillo de Cloro Libre, Medidor de bolsillo de pH, y medidor de TDS y temperatura.

- Especialmente diseñado para medida de agua en piscinas (electrólisis salina)
- Todo en 1
- Incluye: Checker Pool Line Cloro Libre HI7014 + DIST2 Pool Line Tester TDS HI983024 + Tester pH Pool Line pH CHECKER1 HI981014
- Cumple con la norma ISO 17381

Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de cloro libre, soluciones de limpieza, de calibración TDS 6,44 g/L, pH 4 y 7, manual de instrucciones, pilas, maletín de transporte y garantía.

Referencia: -