

## Automuestreador



El automuestreador HI 921 permite la gestión automatizada de hasta 18 muestras, con hasta tres bombas peristálticas para adición de agua o reactivos auxiliares. La secuencia analítica puede ser programada para realizar las adiciones y tiempos de espera adaptados a cada metodología de análisis. El equipo cuenta con agitador magnético integrado aunque también puede utilizarse con agitador de hélice en muestras sólidas. El panel de control externo permite manejar manualmente las bombas y motores para realizar operaciones de calibración y preparación de la muestra de forma cómoda.

- Capacidad para automatizar 16-18 muestras
- Hasta tres bombas peristálticas de dosificación
- Agitador magnético o de hélice
- Interfaz usb para lector de código de barras
- Panel de control externo para manejo manual de motores y bombas

**Consultar configuración en función de número de muestras y número de bombas**

Referencia: -