

Fotómetro portátil Cloro libre (0,00 a 5,00 mg/L)



Fotómetro portátil calibrable de cloro libre, nueva serie HI97, HI97701. Fotómetro con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.

HI97701 se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones. Los patrones CAL Check™ se venden por separado.

HI97701C se suministra con reactivo, patrones CAL Check, cubetas (2), tapas de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte.

Referencia: -

Medida	Rango	0.00 a 5.00 mg/L (como Cl ₂)			
	Resolución	0.01 mg/L			
	Precisión@ 25°C	±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C			
	Método	adaptación de método EPA DP D 330.5			
Sistema de medida	Fuente de luz	diodo emisor de luz (LED)			
	Longitud de onda	525 nm			
	Ancho de banda	8nm			
	Precisión de longitud de onda	±1.0nm			

	Detector de luz	fotocélula de silicio	
	Tipo de cubeta	diámetro exterior de 24.6 mm (interior 22 mm)	
Especificaciones Adicionales	Auto registro	50 lecturas	
	Pantalla	128 x 64 pixel B/N LCD con retroiluminación	
	Auto-apagado	tras 15 minutos de inactividad	
	Tipo de batería / Vida	alcalina 1.5 V AA (3) / > 800 medidas (sin retroiluminación)	
	Condiciones ambientales	0 a 50°C ; 0 a 100% de HR	
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5 mm	
	Peso	380 g	
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5 mm	
	Peso	380 g	
Información para pedidos	Serie 97 se suministra con reactivo (según modelo), cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V		
	pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.		
	Los patrones CAL Check ™ se venden por separado.		
	Serie 97C se suministra con reactivo (según modelo), patrones CAL Check, cubetas (2), tapas		
	de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual		
	de instrucciones y maletín de transporte.		