

## Sonda temperatura termopar tipo K ultra rápida



Sonda de temperatura termopar Tipo K , ultra rápida, de acero inoxidable AISI 316, con 1 metro de cable.

- Tiempo de respuesta: 3 segundos
- temperatura máxima : 300°C
- Dimensiones de la sonda: 100mm x 3 mm
- Compatible con el termómetro HI935001

Referencia: -

Temperatura máxima	300 ° C
Tiempo de respuesta	3 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	95 mm
Cuerpo material	acero inoxidable
Diámetro	1.6 mm
Cable	1 m
Conexión	Conector; Tipo K
Aplicaciones	Alimentos, productos semisólidos.