

Electrodo ORP platino, cuerpo plástico, electrolito gel, unión de tela microporosa, conector BNC, 2m



Electrodo de ORP /REDOX de platino y cuerpo de plástico.

- Electrolito gel
- Unión de tela microporosa
- Conector BNC
- 2m de cable

*No aconsejable para aplicación en electrólisis salina

Referencia: -

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Rango | ORP: +/- 2000mV |
| Tipo de unión / velocidad de flujo | fibra |
| Tipo de electrolito | gel |
| Cuerpo material | PEI |
| Punta / Forma | pin de platino |
| Max. Presión | 3.0 bar |
| Rango de Temperatura | 0 a 80 ° C - GP |
| Longitud total | 122mm |
| Sensor de temperatura | no |
| Diámetro externo | 12 mm |
| Cable | coaxial; 2 m |
| tipo de conector | BNC multi-pin |
| Amplificador | no |