

## Maletín Cloro Libre, Total y pH (HI701 + HI711 + HI98107)



Conjunto en maletín de medidor de bolsillo de Cloro Libre Checker HI701, medidor de bolsillo Cloro total (HI711) y Medidor de bolsillo de pH HI98107

- Especialmente diseñado para medida de cloro libre , cloro total y pH en un sólo maletín
- Cumple con la norma ISO 17381.
- Económico

Incluye: Checker HI701, Checker HI711, Reactivo líquido cloro libre 100 test, Reactivo líquido cloro total 100 test, Tester HI98107, Soluciones calibración pH 4 y 7 (2 sobres de cada), Solucion de limpieza de electrodo (1 sobre) y maletín.

Referencia: -