

## Reactivo Líquido Cloro Libre 0,00 a 5,00 mg/L 100 test



### **Valido para cualquier fotómetro de cloro libre.**

El reactivo líquido de cloro libre de HANNA Instruments, fabricante nº1 en instrumentación para piscinas, es fácil de usar, rápido y permite medidas precisas, para garantizar la calidad del agua de su piscina.

Botellas de reactivo líquido de Cloro Libre para uso en fotómetros y el minifotómetro Checker HI701.

- Para realizar 100 test de cloro libre
- Conservar en ambiente seco

**HS93701-F1** incluye una botella de reactivo A y una botella de reactivo B, ambos necesarios para la medida de cloro libre.

Referencia: -