

Fotómetro portátil Hierro rango alto 0,00 a 5,00 mg/L



Con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida, el fotómetro portátil HI97721 mide hierro hasta 5.00 mg / L. Este medidor combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico y portátil.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Calibrable y ajustable por el usuario - Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla

HI97721 se suministra con reactivo líquido para 50 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

HI97721C se suministra con reactivo líquido para 50 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza para las cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones en un robusto maletín de transporte.

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Hierro	Rango	0.00 a 5.00 mg / L
	Resolución	0.01 mg / L
	Precisión	± 0.04 mg / L
	Método	Adaptación de Método y aguas residuales, Fenantrolina
Especificaciones adicionales	Fuente de luz	diodo emisor de luz

	Detector de luz	fotocélula de silicio
	Tipo de Batería	alcalina 1.5 V AA (3)
	Apagado automático	después de 15 minutos de realizar la lectura
	Entorno	De 0 a 50 ° C; HR m
	Peso	380 g
	Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.0

Información del pedido

HI97721 se suministra con reactivo para 50 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

HI97721C se suministra con reactivo para 50 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza para las cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones en un robusto maletín de transporte.