

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total para serie HI97



Kit de patrones de calibración que permite a los usuarios validar y calibrar los fotómetros portátiles de cloro libre que tienen un rango de medición de 0,00 a 5,00 mg / L (ppm). El kit HI97701-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar.

- Trazables a NIST
- Suministrado con certificado de análisis
- Reutilizable con una larga vida útil
- Valor estándar  $1,00 \pm 0,03$  mg/L (ppm) de cloro libre a 25°C

Referencia: -