

pHmetro portátil pH/Temp impermeable para alimentos líquidos



HI99162 es un pHmetro portátil compacto, con electrodo de cuerpo de PVDF, una punta de vidrio esférica y un electrolito de relleno rellenable, lo que lo hace ideal para la medición del pH en la leche y productos lácteos.

- IP67 en equipo y conector
- Electrodo reemplazable
- Fácil limpieza

Se suministra con electrodo FC1013, soluciones tampón pH HI70004 (1), HI70007 (1), solución limpieza electrodos HI700642 (2), pilas, instrucciones, certificado de calidad y maletín de transporte.

Referencia: -