

## CHECKTEMP 1 Termómetro de bolsillo con sonda de penetración y 1m cable



Termómetro de bolsillo con sonda fija de penetración de acero inoxidable con un metro de cable, con función de Verificación automática de la calibración de Temperatura CALCHECK

- Función CALCHECK
- Amplia pantalla para lectura de datos
- 1 m de cable
- Rango: -50,0 a 150 °C

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
RANGO (°C)	-50.0 a 150.0°C
RESOLUCIÓN (°C)	0.1°C
PRECISIÓN (°C)	±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C); ±0.3 °C
SONDA	Fija, de acero inoxidable, con 1m de cable. Dimensiones sonda: 97.3 x dia 3.5 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	3 x 1.5V AAA
BATERÍA	3 años de uso aprox.
AUTO-APAGADO	Tras 8 minutos de inactividad
ENTORNO	-20 a 50°C; HR max 95%
MEDIDAS	107 x 59 x 16.5 mm
PESO	130 g
USO RECOMENDADO	Educación, alimentación, almacenamiento, transporte manipulación, cocción, laboratorio