

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie HI97



Kit de patrones de calibración que permite a los usuarios validar y calibrar los fotómetros portátiles de pH que tienen un rango de medición de 6.5 a 8.5 pH. El kit HI97710-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar.

- Trazables a NIST
- Se suministra con certificado de análisis
- Valor estándar de pH  $7,0 \pm 0,05 @ 25^{\circ}\text{C}$
- Reutilizable con estabilidad de larga duración

Referencia: -