

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio para serie HI97



Los patrones de calibración CAL Check TM de amonio de rango medio HI97715-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro de rango medio de amonio HI97715. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 6.0 ± 0.050 mg/L de amoníaco (como $\text{NH}_3\text{-N}$) @ 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -