

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Ácido Cianúrico para serie HI97



Los estándares CAL Check de ácido cianúrico HI97722-11 son una solución sencilla para calibrar y validar fotómetros portátiles de la Serie HI97. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro.

- Trazables a NIST
- Suministrados con Certificado de Análisis
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -