

## Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto 0,00 a 10,00 mg/L



El fotómetro de Cloro Libre y Cloro Total HI97734 combina precisión y facilidad de uso en un diseño simple y portátil. Gracias al Sistema Calcheck, el equipo es calibrable y ajustable por el usuario.

- Rango: 0.00 a 10.00 mg / L (ppm)
- No se necesita tiempo de calentamiento antes de realizar una medición.
- Modo tutorial para instrucciones sencillas paso a paso.
- Nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

**HI97734** se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, pilas, certificado de calidad del equipo e instrucciones.

**HI97734C** se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, instrucciones, certificado de calidad del equipo y maletín de transporte.

Referencia: -

### Especificaciones de absorbancia

**Fuente de luz**

lámpara de tungsteno (LED)

**Detector de luz**

fotocélula de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha a 525 nm

### Especificaciones de Cloro Libre y Cloro Total

**Rango**

0.00 a 10.00 mg / L (ppm) Cl<sub>2</sub>

**Resolución**

0.01 mg / L de 0.00 a 3.50 mg / L; 0.10 mg / L por encima de 3.50 mg / L

**Precisión**  
**Método**

$\pm 0.03 \text{ mg / L} \pm 3\%$  de lectura  
Adaptación del método USEPA 330.5 y el método estándar 4500-Cl G

**Especificaciones Adicionales**

**Apagado automático**

después de diez minutos de inactividad; después de una hora de inactividad en modo de calibración; con recordatorio de última lectura 0 a 50 ° C; HR máx. 95% sin condensación

**Entorno**  
**Peso**

360 g

**Tipo de batería**

Batería de 9V

**Dimensiones**

193 x 104 x 69 mm

**Información sobre pedidos**

**HI97734** se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, pilas, certificado de calidad del equipo e instrucciones.

**HI97734C** se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, instrucciones, certificado de calidad del equipo y maletín de transporte.

**Garantía**

2 años