

## Multiparamétrico con sondas individuales. Medida de pH, CE o OD



El medidor HI98199 es un equipo versátil que puede medir, pH, Conductividad u Oxígeno disuelto, con el sensor correspondiente para cada parámetro. Este equipo, se suministra con el electrodo de pH y se le pueden añadir las sondas de CE y OD. Todas las sondas son digitales y cuentan con sensor de temperatura integrado y conector QDIN de Hanna.

- Sondas digitales con reconocimiento automático del sensor y sus datos de calibración
- Protección Waterproof de las sondas IP68: Inmersión continuada en agua
- Registro de datos automático con capacidad para 45.000 resultados

**HI98199** (pH) se suministra con la sonda digital de pH HI829113, sobres de solución de calibración de pH, software para PC, cable micro USB, baterías, certificado de calidad y manual de instrucciones en un maletín resistente.

**HS98199-1** (CE) se suministra con la sonda digital de CE HI763093, sobres de solución de calibración de CE, software para PC, cable micro USB, baterías, certificado de calidad y manual de instrucciones en un maletín resistente.

**HS98199-2** (pH/CE) se suministra con la sonda digital de pH HI829113, sonda digital de CE HI763093, sobres de solución de calibración de pH y CE, software para PC, cable micro USB, baterías, certificado de calidad y manual de instrucciones en un maletín resistente.

**HS98199-3** (pH/CE/OD) se suministra con la sonda digital de pH HI829113, sonda digital de CE HI763093, sonda digital de OD HI764103 sobres de solución de calibración de pH y CE, electrolito y membranas de recambio para sonda de OD, software para PC, cable micro

USB, baterías, certificado de calidad y manual de instrucciones en un maletín resistente.

Referencia: -