

## Bureta de 10mL incluye jeringa y tubos para valorador HI931 y HI932



Conjunto de bureta de 5 mL, 10 mL o 25 mL para los valadores potenciométricos HI932 o HI932. El conjunto incluye la jeringa de 5 mL, 10 mL o 25 mL, los tubos de aspiración y los tubos dispensadores que se completan con tubos de protección azules, uniones y bloqueos de tubos.

- Escudo a prueba de luz
- Fácil de instalar
- Materiales químicamente resistentes

Referencia: -