

Electrodo pH/ORP/Temp cuerpo titanio, unión de tela microporosa, electrolito gel, conector QDIN, 1m cable



El HI12973 es un electrodo de pH con unión simple de referencia, con cuerpo de titanio, lleno de gel y con un conector QDIN. El HI12973 está diseñado para ser utilizado con los medidores de pH de HANNA, HI991002 y HI991003.

- Cuerpo de Titanio
- Sensor de Temperatura Incorporado
- Unión de Tela Extraíble

Referencia: -