

## Solución verificación para checker Alcalinidad Agua marina 0 a 300ppm



El HI755-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el Checker de Alcalinidad de agua marina (0 a 300 ppm). Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Reutilizable

El HI755-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de alcalinidad para validar.

Referencia: -