

## Calibración ENAC de registrador de temperatura en 3 puntos



Certificado de calibración ENAC para registradores de temperatura en un rango de -20 °C a 550 °C.

- Seleccione hasta 3 puntos de temperatura dentro del rango de trabajo de su equipo.
- Certificado de calibración ENAC UNE EN ISO 17025.

Existe la posibilidad de realizar la calibración en un punto especial **ENACREGESP**, indicada por el usuario en el pedido. O de una sonda adicional **ENACREGSAD**.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días**.

**Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:**

Solicitud de Certificación

Referencia: -