

## Reactivo de Cromo total y hexavalente, 25 test



Reactivos para la determinación colorimétrica de Cromo total y hexavalente, mediante los fotómetros de HANNA. Los reactivos sirven para realizar hasta 25 mediciones y son fabricados en nuestras instalaciones de última generación, marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

- 25 viales con reactivo pre-dosificado para facilitar su uso
- Adaptación del método 3500-Cr difenilcarbazida del ASTM para Cr (VI)
- Se entregan con certificado de calidad
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote

Referencia: -