

Maletín Cloro Libre y pH HI701 + HI98107



Conjunto en maletín de medidor de bolsillo de Cloro Libre Checker HI701 y Medidor de bolsillo de pH HI98107

- Especialmente diseñado para medida de agua en piscinas
- Principales parámetros de piscinas en un sólo maletín
- Económico
- Cumple con la norma ISO 17381

Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, soluciones de calibración de pH4 y 7 . manual de instrucciones, pilas ,maletín de transporte y garantía.

Referencia: -

| | | HI98107 | HI98108 |
|------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| pH | Rango | 0,0-14,0 pH | 0,00-14,00 pH |
| | Resolución | 0.1 | 0.01 |
| | Precisión 25°C | ±0,1 | ±0,10 |
| | Calibración | Automático en uno o dos puntos (pH 4.01, 7.01, 10.01) | |
| Temperatura | Rango | 0,0-50,0°C | |
| | Resolución | 0,1°C | |
| | Precisión(25°C | ±0,5°C | |
| Especificaciones adicionales | Compensación T ^a | Automática, de 0°C a 50°C | |

| | |
|--------------|--|
| Bateria | CR2032 3V Li-ion aprox. 800Horas de uso continuo |
| Auto apagado | 7 min,60 minutos o puede ser desactivado |
| Peso | 75g |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | HI98107 |
| pH | Rango | 0,0-14,0 pH |
| | Resolución | 0.1 |
| | Precisión 25°C | ±0,1 |
| | Calibración | Automático en uno o dos puntos (pH 4.01, 7.01, 10.01) |
| Temperatura | Rango | 0,0-50,0°C |
| | Resolución | 0,1°C |
| | Precisión(25°C | ±0,5°C |
| Especificaciones adicionales | Compensación T ^a | Automática, de 0°C a 50°C |
| | Bateria | CR2032 3V Li-ion aprox. 800Horas de uso continuo |
| | Auto apagado | 7 min,60 minutos o puede ser desactivado |
| | Peso | 75g |