

## Test Kit Dureza Total CaCO<sub>3</sub> (0 a 800 mg/L) 50 test



El Test Kit de HANNA determina la dureza total del agua vía un método titramétrico. El calcio y el magnesio forman un complejo con EDTA y el punto final de reacción lo indica el cambio de color del indicador de rojo a azul.

Cada kit va equipado con:

- Reactivo 1 botella con dosificador (30 mL)
- Indicador Calmagita, 1 bote cuentagotas (10 mL)
- 1 vaso de plástico calibrado (50 mL)

Referencia: -