

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio para serie HI97



Los patrones de calibración CAL Check TM trazable a NIST de aluminio HI97712-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de aluminio HI97712. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al verificar el rendimiento o al calibrar los fotómetros HI97712.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.50 ± 0.01 mg / L de aluminio a 25 ° C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -