

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro rango alto para serie HI97



Los patrones de calibración CAL Check TM trazable a NIST de cloro HI97734-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de aluminio HI97734. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al verificar el rendimiento o al calibrar el fotómetro.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $4.00 \pm 0.20$  mg /L cloro a 25 °C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -