

Solución verificación para checker Cloro Libre rango ultra bajo 0 a 500 ppb



El HI762-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el Checker de Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb). Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Reutilizable

El HI762-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de alcalinidad para validar.

Referencia: -