

Solución verificación para checker Nitratos rango bajo 0,00 a 5,00 ppm



El HI781-11 es un conjunto de verificación de calibración de alta calidad que permite al usuario de manera sencilla validar el Checker de nitratos (rango bajo) para agua marina HI781. Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- A utilizar con el Checker de pH para agua marina HI781
- Suministrado con Certificado de Análisis
- Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

Referencia: -