

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color de agua



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Color de agua se usan como método de validación y calibración del HI97727-11. Tienen un rango de trabajo de 0 a 500 PCU (Unidades de Platino-Cobalto) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad. .

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $250 \pm 5$  PCU a  $25^{\circ}\text{C}$
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Color de agua - HI97727-11
Rango	0 a 500 PCU (Unidades de Platino-Cobalto)
Valor patrón estándar	$250 \pm 5$ PCU a $25^{\circ}\text{C}$