

Tiosulfato sódico, 0.1M, 1 litro



El HI70439 es un valorante de tiosulfato de sodio para uso en valoraciones redox estándar. Las soluciones y reactivos valorantes de HANNA tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.

- Hermético
- Reactivo redox
- Sello a prueba de manipulaciones

Referencia: -

Descripción	Tiosulfato de Sodio
Certificado de análisis	No
Moles / Litro (M) a 25 ° C	0.1 M
Envase	Botella
Tamaño	1 litro