

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de sulfatos para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Sulfatos se usan como método de validación y calibración del HI97751-11. Tienen un rango de trabajo de 0 a 150 mg/L (ppm de Sulfatos) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 75 ± 1.50 mg/L de Sulfato a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Sulfatos - HI97751-11
Rango	0 a 150 mg/L (ppm de Sulfatos)
Valor patrón estándar	75 ± 1.50 mg/L de Sulfato a 25°C