

## Checker Pool Line Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)



El medidor de cloro libre de bolsillo, Checker HANNA HI7014, es un colorímetro digital para realizar test de cloro.

El checker o medidor de cloro libre de rango bajo, HI7014, se suministra completo, con cubetas con tapa (2), reactivo polvo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Posibilidad de uso con reactivo líquido o polvo

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

<b>Rango</b>	0.00 a 2.50 ppm
<b>Resolución</b>	0.01 ppm
<b>Precisión a 25 ° C</b>	$\pm 0.03 \text{ ppm} \pm 3\%$ de la lectura
<b>Fuente de luz</b>	LED a 525 nm
<b>Detector de luz</b>	fotocelula de silicona
<b>Método</b>	Adaptación de la USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-Cl G.
<b>Tipo de Batería</b>	(1) 1.5V AAA