

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos para HI97728



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Nitrato se usan como método de validación y calibración del HI97728-11. Tienen un rango de trabajo de 0.0 a 30.0 mg/L (ppm de nitrato-nitrógeno) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad. .

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 15 ± 0.050 mg/L (ppm) de nitrato-nitrógeno a 25°C.
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Nitrato - HI97728-11
Rango	0.0 a 30.0 mg/L (ppm de nitrato-nitrógeno)
Valor patrón estándar	15 ± 0.050 mg/L (ppm de nitrato-nitrógeno) a 25°C