

## Solución Tampón Pool Line pH 4,01 25 bolsas de 20 ml



Los sobres de solución HI700044P Pool Line pH 4.01 son una solución de primera calidad que se utiliza para calibrar los medidores de pH empleados para medir la calidad del agua de piscinas y spas. La solución se presenta en un cómodo paquete desechable y es ideal para los usuarios que realizan calibraciones poco frecuentes. Cada vez que se abre un paquete está tan fresco como el día en que se produjo.

- 25 sobres de tampón con 20 mL de solución
- Precisión de +/- 0,02 pH a 25°C
- Vida útil de 5 años para los sobres sin abrir

Referencia: -

Precisión pH	±0.02 pH	
pH	4.01	
Paquete @25°C	bolsitas	
Cantidad		25
Tamaño	20 mL	